



## 12025

---

Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



---

### CARATTERISTICHE

Tasca portaoggetti in nylon antistrappo da applicare sotto lo schienale di tutte le barelle autocaricanti Me.Ber.. È composto da una tasca chiusa con una cerniera per i piccoli oggetti, e da una tasca più grande aperta per i documenti, si fissa con dei pratici cinturini in Velcro® al tubo del carrello della barella.  
Dimensioni: cm 50x37

---

### DATI TECNICI

Larghezza (cm)	50
Altezza (cm)	37

## ACCESSORIO DI



**Mercury Lite 7080/4RG Proof**  
Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli



**Mercury 7070/4RG PROOF**  
Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli



**Mercury Lite 7082/4RG Proof**  
Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta



**Mercury 7072/4RG PROOF**  
Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta



**Mercury Cinque 7075/4RG PROOF**  
Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli



**Mercury Cinque 7077/4RG PROOF**  
Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli- versione alta



**Gecko 7122/AZ**  
"GECKO" barella autocaricante entry-level azzurra



**Gecko 7122/V**  
"GECKO" barella autocaricante entry-level verde



**Frog Lite 7260 PROOF**  
"FROG LITE" barella autocaricante in alluminio con trendelenburg certificata



**Frog 7210**  
"FROG" barella autocaricante gialla con trendelenburg



**Frog 7210 PROOF**  
"FROG" barella autocaricante gialla con trendelenburg certificata



**Frog 7240 PROOF**  
"FROG PLUS" barella autocaricante con trendelenburg certificata



**MBS-01 7270**  
Barella autocaricante per trasporto bariatrico



**Winner 910**  
Barella autocaricante



**Winner 910 PROOF**  
Barella autocaricante - certificata



**Winner 914**  
Barella autocaricante con Trendelenburg e Fowler



**Winner 914 PROOF**  
Barella autocaricante con Trendelenburg e Fowler certificata



**Mercury Lite Cinque 7095/4RG Proof**  
Mercury Lite Cinque, barella autocaricante in alluminio a 5 posizioni con 4 ruote girevoli certificata EN 1865 e completa di materasso e cinture



**Mercury Lite Cinque 7097/4RG Proof**  
Mercury Lite Cinque, barella autocaricante in alluminio a 5 posizioni con 4 ruote girevoli versione alta - certificata EN 1865 e completa di materasso e cinture



**Mercury EL 7092 PROOF**  
Barella autocaricante certificata



**Mercury EL 7094 PROOF**  
Barella autocaricante certificata  
versione alta

---