



11220 Oxytest

Oxymètre de pouls portable complet avec capteur adulte, câble USB et batterie au lithium rechargeable



CARACTERISTIQUE

Oxytest est un oxymètre de pouls portable facile à utiliser et léger à transporter. Équipé de : - Écran Oled, quatre directions pour visualiser la saturation artérielle en oxygène, la fréquence et la force du pouls
- Indicateur de tension de la batterie
- Veille ou suspension automatique

Grâce aux capteurs art. 11224 et art. 11222 (non inclus dans l' emballage), Oxytest peut également être utilisé pour les enfants et les bébés.
L' alimentation se fait par une batterie au lithium rechargeable.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur (cm)	14,5
Largeur (cm)	8,3
Profondeur (cm.)	3,3
Poids (kg)	0,24
Cardio	

IMAGES



VOIR AUSSI



16500
Sterilair Pro

Équipement de traitement biologique de l'air – Version murale



16502
Sterilair Pro

Équipement de traitement biologique de l'air – Version sur pied



Prévention et protection individuelle



8377

Thermomètre INFRAROUGE



11200 Vital Test

Oxymètre de pouls portatif avec capteur pour adulte

ACCESSOIRES



11224

Capteur pédiatrique pour Oxytest



11222

Capteur néonatal pour Oxytest

BUNDLES



11226

Capteur adulte pour Oxytest