



8432

Gabinete de color blanco mod. estándar para desfibrilador



CARATTERISTICHE

Fabricada en chapa de acero al carbono P02 galvanizada; recubrimiento en polvo epoxi-poliéster RAL 9010 blanco; pasaje en tubo térmico 180°C. 1 puerta con ventana, bisagras con pasador galvanizado, apertura de 180°, cierre hermético con cerradura; pre-perforada para montaje en pared y soporte correspondiente. (art. 8432-001)

VER TAMBIÉN



8396

Gabinete para desfibrilador de exteriores con alarma termorregulada

ACCESORIOS



8432-001

Pedestal para gabinete blanco
mod. estándar

ACCESORIO DE



8440

Desfibrilador semiautomático mod.
Technoheart Plus AED



8442

Desfibrilador semiautomático mod.
Technoheart Plus AED Trainer
