



8432-001

Pedestal para gabinete blanco mod. estándar



CARACTERÍSTICAS

Pedestal para caja de color blanco mod. estándar (art. 8432), cuenta con orificios para fijación al piso y sistema de encastre y pre-perforada para facilitar eventuales cableados y pasajes de cable con seguridad. Fabricada en chapa de acero al carbono P02 galvanizada. Recubrimiento en polvo epoxi-poliéster RAL 9010 blanco; pasaje en tubo térmico 180°C.

DATOS TÉCNICOS

Anchura (cm)	25
Altura (cm)	100
Profundidad (cm.)	15

VER TAMBIÉN



8396-001

Pedestal para gabinete de color amarillo art. 8396 y 8398

ACCESORIO DE



8432

Gabinete de color blanco mod.
estándar para desfibrilador
