



## 8396-001

Pedestal para gabinete de color amarillo art. 8396 y 8398



### CARACTERÍSTICHE

Soporte para gabinete de desfibrilador (art. 8396 y art. 8398) de color amarillo, en acero al carbono P02 espesor 7/10 recubrimiento en polvo epoxi-poliéster con orificios para la fijación al suelo.

### DATOS TÉCNICOS

Altura (cm)	80
Profundidad (cm.)	120
Anchura (cm)	27

### VER TAMBIÉN



**8432-001**

Pedestal para gabinete blanco  
mod. estándar

---

ACCESORIO DE

---



**8398**

Gabinete para desfibrilador  
termorregulado



**8396**

Gabinete para desfibrilador de  
exteriores con alarma  
termorregulada

---