



## 8540-005

---

Batteria ricaricabile al litio per monitor TG



---

### CARATTERISTICHE

Batteria ricaricabile agli ioni di litio, 2550 mAh, 10,8 V per monitor multiparametrico TG art. 8540.

---

### VEDI ANCHE



**8540-002**  
Bracciale per adulti 27-35 cm



**8540-001**  
Sensore SpO2 riutilizzabile per adulti



**8540-006**  
Carta termica millimetrata



**8540-003**  
Bracciale NIBP pediatrico 16-21,5 cm



**8540-004**  
Bracciale NIBP neonatale 10 - 15 cm

---

---

ACCESSORIO DI

---



**8540**  
Monitor multiparametrico TC

---