



8540-005

Batteria ricaricabile al litio per monitor TG



CARATTERISTICHE

Batteria ricaricabile agli ioni di litio, 2550 mAh, 10,8 V per monitor multiparametrico TG art. 8540.

VER TAMBIÉN



8540-002
Bracciale per adulti 27-35 cm



8540-001
Sensore SpO2 riutilizzabile per adulti



8540-006
Carta termica millimetrata



8540-003
Pulsera NIBP, E7, pediátrica, 16-21,5 cm



8540-004
Pulsera NIBP, E5, neonatal, 10-15 cm

ACCESORIO DE



8540
Monitor multiparamétrico TC
