



12084

Set ali bariatriche per barelle autocaricanti MBS-01 e FROG



CARATTERISTICHE

Le ali bariatriche sono un pratico accessorio che consente di convertire la barella autocaricante in un pratico strumento di **recupero bariatrico**. Grazie all'**ingombro ridotto** e un peso di soli 14 kg complessivi, possono essere facilmente trasportate in ambulanza per essere usate all'occorrenza. Il loro utilizzo permette di fronteggiare in sicurezza, e nel modo più adeguato possibile, ogni scenario di recupero in presenza di pazienti bariatrici.

Il kit è comprensivo di **due ali** che estendono il piano di appoggio della barella di oltre 40 cm; il montaggio e lo smontaggio sulla barella autocaricante sono estremamente semplici ed intuitivi e non richiedono l'uso di attrezzi. Se montate sulla nostra MBS-01 consentono una portata effettiva di 335 kg. Per il montaggio sulle Frog è richiesto il kit di fissaggio art. 12080-001.

Il set di ali bariatriche art. 12084 è completo di **cinture con arrotolatore e materassi** (art. [12170](#) materasso di colore nero per ala bariatrica dx e art. [12172](#) materasso di colore nero per ala bariatrica sx). Le ali possono essere acquistate anche separatamente (art. 12086 Ala bariatrica dx e art. 12088 ala bariatrica sx).

N.B. Se abbinate a barella autocaricante Mercury, utilizzare l'art. 12200 ([maggiori info qui](#)).

Dimensioni:

1365x205x85 mm (solo piano d'appoggio dell'ala)

DATI TECNICI

Lunghezza (cm)	136,5
Larghezza (cm)	20,5
Profondità (cm.)	8,5

IMMAGINI



VEDI ANCHE



12200

Set ali bariatriche dx e sx per barelle autocaricanti Mercury completo di materassi, cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella

ACCESSORI



12084-001

Custodia per ali bariatriche



12170

Materasso di colore nero per ala bariatrica dx per barelle autocaricanti



12172

Materasso di colore nero per ala bariatrica sx per barelle autocaricanti



12080-001

Kit montaggio piano bariatrico per barelle autocaricanti

ACCESSORIO DI



7265 Proof
Barella autocaricante "Frog Lite Advance" in alluminio con maniglie estraibili e Trendelenburg



Frog 7210
"FROG" barella autocaricante gialla con trendelenburg



Frog 7240 PROOF
"FROG PLUS" barella autocaricante con trendelenburg certificata



MBS-01 7270
Barella autocaricante per trasporto bariatrico



Frog Lite 7260 PROOF
"FROG LITE" barella autocaricante in alluminio con trendelenburg certificata



Frog 7210 PROOF
"FROG" barella autocaricante gialla con trendelenburg certificata
