



12084

Set ali bariatriche per barelle autocaricanti completo di materassi e cinture con arrotolatore



CARATTERISTICHE

Le ali bariatriche sono un pratico accessorio che consente di convertire la barella autocaricante in un pratico strumento di **recupero bariatrico**. Grazie all'**ingombro ridotto** e un peso di soli 14 kg complessivi, possono essere facilmente trasportate in ambulanza per essere usate all'occorrenza. Il loro utilizzo permette di fronteggiare in sicurezza, e nel modo più adeguato possibile, ogni scenario di recupero in presenza di pazienti bariatrici.

Il kit è comprensivo di **due ali** che estendono il piano di appoggio della barella di oltre 40 cm; il montaggio e lo smontaggio sulla barella autocaricante sono estremamente semplici ed intuitivi e non richiedono l'uso di attrezzi. Se montate sulla nostra MBS01 consentono una portata effettiva di di 335 kg.

Il set di ali bariatriche art. 12084 è completo di **cinture con arrotolatore e materassi** (art. [12170](#) materasso di colore nero per ala bariatrica dx e art. [12172](#) materasso di colore nero per ala bariatrica sx). Le ali possono essere acquistate anche separatamente (art. 12086 Ala bariatrica dx e art. 12088 ala bariatrica sx).

N.B. Se abbinare a barella autocaricante Mercury, utilizzare l'art. 12200 ([maggiori info qui](#)).

Dimensioni:

1365x205x85 mm (solo ala)


HAUPTEIGENSCHAFTEN

Länge (cm)	136,5
Breite (cm)	20,5
Tiefe (cm.)	8,5

IMAGES



SIEHE AUCH



12200

Set ali bariatriche dx e sx per barelle autocaricanti Mercury completo di materassi, cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella

ZUBEHÖRE



12084-001

Custodia per ali bariatriche



12170

Materasso di colore nero per ala bariatrica dx per barelle autocaricanti



12172

Materasso di colore nero per ala bariatrica sx per barelle autocaricanti



12080-001

Kit montaggio piano bariatrico per barelle autocaricanti

ZUBEHÖR VON



7265 Proof

Barella autocaricante "Frog Lite Advance" in alluminio con maniglie estraibili e Trendelenburg



Frog 7210

Roll-in-trage mit trendelenburg, gelb



Frog 7240 PROOF

Fahrtrage mit roll-in-ladesystem plus mit trendelenburg zertifiziert



Winner 910 PROOF

Fahrtrage mit roll-in-ladesystem - zertifiziert



Frog Lite 7260 PROOF

"FROG LITE" barella autocaricante in alluminio con trendelenburg certificata



Frog 7210 PROOF

Fahrtrage mit roll-in-ladesystem gelb, mit trendelenburg zertifiziert