



7092 PROOF Mercury EL

Barella autocaricante certificata



CARATTERISTICHE

Visita il sito Mercury

Mercury EL è l'ultima nata nella gamma di barelle autocaricanti Me.Ber. Come tutti i modelli Mercury è caratterizzata da un'elevatissima affidabilità e versatilità. Mercury EL è pensata come modello di ingresso della gamma Mercury.

Rispetto alle altre versioni non è dotata di carrello anteriore abbattibile, non dispone di versioni a quattro ruote girevoli e non è ad altezza variabile. Mercury EL è tuttavia una scelta eccellente per chi vuole avere le stesse caratteristiche qualitative, ma in un prodotto più semplice e accessibile.

Telaio Safe-Frame

Il telaio della barella sopporta sollecitazioni meccaniche di elevata portata, per questo Mercury adotta la filosofia costruttiva Me.Ber. Safe Frame che consiste in un telaio unico. Grazie a questo importante accorgimento la struttura è estremamente rigida e sicura e non è soggetta ad indebolimenti.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

*le immagini sono a solo scopo illustrativo.

DATI TECNICI

Tipologia	Barella autocaricante
Misura	Adulti
Destinazione	Trasporto
Certificazione 10G	₩
Tipo ruote	2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse grandi
Piano	Con Trendelenburg
Altezza max (cm)	95
Altezza massima di carico (cm)	66
Altezza minima di carico (cm)	64
Altezza piegata (cm)	31
Larghezza (cm)	57
Lunghezza (cm)	197
Peso (kg)	46,5
Portata (kg)	250
Materiale	Acciaio verniciato ABS HDPE (Polietilene ad alta intensità)

IMMAGINI



VEDIANCHE



Mercury EL 7094 PROOF
Barella autocaricante certificata
versione alta



Mercury 7070/4RG PROOF Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli



Mercury 7072/4RG PROOF Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta



Mercury Lite 7080/4RG Proof Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli



Mercury Lite 7082/4RG Proof Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta



Mercury Cinque 7075/4RG PROOF Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli



Mercury Cinque 7077/4RG PROOF Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli- versione alta



Mercury Lite Cinque 7095/4RG Proof Mercury Lite Cinque, barella autocaricante in alluminio a 5 posizioni con 4 ruote girevoli certificata EN 1865 e completa di materasso e cinture

ACCESSORI



12025 Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



Sistema di contenimento Bear Pods per obesi per barelle autocaricanti



12018NAsta portaflebo telescopica per barelle autocaricanti



Piano portastrumenti per barelle



12080
"MBP" pianale bariatrico largo per barelle autocaricanti FROG MERCURY e GECKO completo di cinture con arrotolatore e fissaggi barella



12080-001 Kit montaggio piano bariatrico per barelle autocaricanti



12070/BG"COVER OX 2-3 BG"- Portabombola professionale per bombole da lt 2 e



12070/BR "COVER OX 2-3 BR"- Portabombola professionale per bombole da lt 2 e



12072/BG"COVER OX 5 BG"- Portabombola professionale per bombole da It 5



12072/BR"COVER OX 5 BR"- Portabombola professionale per bombole da It 5



955 PROOF Sistema di fissaggio EN 1789 per barelle autocaricanti Proof



12106 AIR-COM Materasso antidecubito per barelle a segmenti alterni



7013/A Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



7013/N Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



938 Portabombola Oximeb



608/A-MEB Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



612/AN-2/MEBCintura toracica regolabile arancio/nera con aggancio a 4



612/N-2/MEBCintura toracica regolabile nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer



Set ali bariatriche dx e sx per barelle autocaricanti Mercury completo di materassi, cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella



707 Telo di trasferimento salvamaterasso a 6 maniglie

ACCESSORI DI SERIE



608/N-MEBCintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



7013/N Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



612/N-2/MEBCintura toracica regolabile nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie