



# 19170

MTX-2RH-AL Supporto traslabile doppiovano in alluminio ad altezza ridotta, con sistema Hercules, piano inox, fissaggio 955 e ribaltina da 180 mm con rullo



### **CARATTERISTICHE**

Hercules è il nuovo supporto barella a caricamento e scaricamento assistito elettricamente. I sensori di posizionamento integrati e la pulsantiera ridotta, rendono Hercules sicuro e di semplice utilizzo. Il caricamento avviene tramite cinghia con terminali ad aggancio rapido, azionata da motore coassiale integrato nel pianale. Nessun ingombro esterno al pianale. Dotato di doppio sistema di protezione utente per garantire la massima sicurezza durante le fasi di carica de scarico. Dotato di ribaltina da 180 mm e fissaggio 955.

L'alloggiamento sottostante può ospitare sia una barella a cucchiaio che una tavola spinale, nonostante l'altezza ribassata di 40 mm rispetto al supporto MTX-2. **Certificato EN 1789.** 

Traslazione 300 mm.

### **DATOS TÉCNICOS**

Bariátrica	<b>₩</b>
Longitud (cm)	216,5
Anchura (cm)	57,8
Peso (kg)	65
Capacidad de carga (kg)	400
Altura superficie	21
Altura total	34

# **IMÁGENES**



# **ACCESORIOS**



**19123** Ribaltina 130 mm con attacchi per supporti e rullo



**19115** Ribaltina da 180 mm con attacchi per supporti e rullo