



7265 Proof

Barella autocaricante "Frog Lite Advance" in alluminio con maniglie estraibili e Trendelenburg



CARATTERISTICHE

Realizzata completamente in lega di alluminio verniciato, leggerissima, è dotata anche di trendelenburg. 4 ruote in poliuretano (2 fisse con freno e 2 girevoli autocentranti Ø 200 mm) offrono un elevato confort su pavimentazioni sconnesse e superfici irregolari. Il materiale con cui è costruita la rende facilmente sanificabile.

Le sue caratteristiche principali sono:

- Leve estraibili anteriori e posteriori per agevolare le manovre dei soccorritori
- Pianale rigido in lega di alluminio verniciato
- Schienale reclinabile 0°-80° bloccabile in qualsiasi posizione
- Spondine laterali ribaltabili
- Gambe verticali protette da paracolpi
- Ruote girevoli dotate di sistema autocentrante
- Carrello anteriore abbattibile



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati UNI EN 1865 - UNI EN 1789

DATOS TÉCNICOS

Longitud (cm)	196
Long. con carro frontal bajado	167
Anchura (cm)	56
Altura máxima (cm)	91,5
Altura doblada (cm)	31
Altura mínima de carga	60
Altura máxima de carga	66
Peso (kg)	38,3
Capacidad de carga (kg)	250

IMÁGENES



VER TAMBIÉN



Frog Lite 7260 PROOF
"FROG LITE" camilla de carga automática de aluminio con trendelenburg certificada



Frog 7240 PROOF
"FROG PLUS" camilla de carga automática con trendelenburg certificada



Frog 7210 PROOF
"FROG" camilla de carga automática amarilla con Trendelenburg certificada

ACCESORIOS



939
Mesa porta-instrumentos para camillas



936
Asta porta-suero para camilla de carga automática Winner y Frog



955 PROOF
Sistema de fijación EN 1789 para camillas de carga automática Proof



707
Telo di trasferimento salvamaterasso a 6 maniglie



12080
"MBP" plataforma bariátrica ancha para camillas de carga automática FROG MERCURY y GECKO con correas con carrete y fijaciones para camilla



12084
Set ali bariatriche per barelle autocaricanti completo di materassi e cinture con arrotolatore



938
Portabotella Oximeb



12054
Portabotella Oximeb Maxi - Portabotella para cilindro de 3 litros



12128
Sistema extensible reposacabezas camilla MeberX y Mercury



12106
AIR-COM Colchón antiescaras para camillas de segmentos alternos



12154
Sistema de contención Bear Pods para obesos para camillas de carga automática



12070/BG
"COVER OX 2-3 BG" - Portabotellas profesional para cilindros de 2 y 3 Lt



12070/BR
"COVER OX 2-3 BR" - Portabotellas profesional para cilindros de 2 y 3 Lt



12072/BG
"COVER OX 5 BG" - Portabotellas profesional para cilindros de 5 Lt



12072/BR
"COVER OX 5 BR" - Portabotellas profesional para cilindros de 5 Lt



7013
Colchoneta 3 unids. en Skay ignifugo electrosoldado



608/N-MEB
Cinturón de 2 pieza con gancho de metal y cinta MeBer negro (L. 155)



608/A-MEB

Cinturón de 2 pieza con gancho de metal y cinta MeBer naranja (L. 155 cm)

cm)



612/AN-2/MEB

Cinturón Torácico naranja/negro ajustable con enganche de 4 puntos y cinta MeBer para camillas de carga automática y sillas



612/N-2/MEB

Cinturón Torácico negro ajustable con enganche de 4 puntos y cinta MeBer para camillas de carga automática y sillas

ACCESORIOS ESTÁNDAR



608/N-MEB

Cinturón de 2 pieza con gancho de metal y cinta MeBer negro (L. 155 cm)



612/N-2/MEB

Cinturón Torácico negro ajustable con enganche de 4 puntos y cinta MeBer para camillas de carga automática y sillas



7013

Colchoneta 3 unids. en Sky ignífugo electrosoldado