



## 429

Arcos Steccobenda rigida per arti pediatrici



### CARATTERISTICHE

Steccobende rigide realizzate in PVC ignifugo e completamente impermeabile, consentono la corretta immobilizzazione degli arti. Le steccobende sono radiotrasparenti. Sono dotate di 4 chiusure a Velcro<sup>®</sup> a lunghezza differenziata che permettono all'operatore di applicare il dispositivo con facilità e sicurezza: appositamente sagomate per allacciare saldamente e agevolmente la caviglia e la parte alta della gamba sono complete di supporto piede integrato.

Disponibili in 3 misure:

Braccio adulto/ gamba pediatrico: lunghezza cm 52 - base d'appoggio cm 9

Gamba adulto: lunghezza 74 cm - base d'appoggio cm 13

Arto pediatrico: lunghezza 30 cm, base d'appoggio 9 cm

### DATI TECNICI

Pediatric	
Trauma	
Materiale	PVC
Lunghezza (cm)	30
Destinazione	Immobilizzazione

### VEDI ANCHE



**425**

Arcos steccobenda rigida lunga per arti inferiori adulto



**427**

Arcos Steccobenda rigida corta per arti superiori adulto o inferiori pediatrico



**431**

Arcos set steccobende rigide con custodia