



8548

Monitor multiparametrico PC-300 SpO2, NIBP



CARATTERISTICHE

Il monitor portatile PC-300 misura SpO2, frequenza del polso, NIBP e la temperatura.

Dotato di tecnologia Bluetooth e interfaccia USB, consente di trasferire i dati su PC, tablet e smartphone (Android e iOS).

- fino a 6.000 registrazioni di pressione fino a 100 diversi pazienti (ogni utente può registrare 999 misurazioni)
- sonda auricolare che misura la temperatura in 5 secondi
- trasferimento dati su PC/Smartphone tramite USB o Bluetooth
- bracciale NIBP pediatrico e sonda pediatrica SpO2 opzionali
- ECG e glucometro opzionali
- batteria al litio ricaricabile inclusa
- protocolli di comunicazione disponibili su richiesta

Alimentazione

Batteria: batteria al litio incorporata 3,7 V

Caricatore: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 5 VCC o USB

Dotato di:

Sonda adulti SpO2 riutilizzabile

Bracciale adulti NIBP


Termometro da orecchio (coprisonda non inclusi)

Batteria al litio con caricatore

Borsa per trasporto

Manuale d'uso

DATI TECNICI

Cardio	
Lunghezza (cm)	16,5
Spessore (cm)	6,8
Larghezza (cm)	9,6

IMMAGINI



VEDI ANCHE



B1 CLASSIC 8534

Misuratore di pressione automatico
con bracciale adulti

ACCESSORI

8548-001

Sensore SpO2 pediatrico per
monitor multiparametrico PC-300
art. 8548



8548-002

Sensore SpO2 adulti per monitor
multiparametrico PC-300 art. 8548

8548-003

Bracciale pediatrico 10-19 cm per
monitor multiparametrico PC-300



8548-004

Bracciale adulto per monitor
multiparametrico PC-300

8548-005

Bracciale bariatrico per monitor
multiparametrico PC-300
