



## 1045

Maschera bambini per ossigenoterapia con pallone di raccolta



### CARATTERISTICHE

Maschera per ossigenoterapia per bambini ad alta concentrazione realizzata con materiale atossico, completa di pallone di raccolta, elastico regolabile, clip stringinaso e tubo di collegamento anti-schiacciamento da cm 210.

### DATI TECNICI

Misura	Bambini
Pediatric	

### VEDI ANCHE



**1055**  
Maschera adulti per  
ossigenoterapia con pallone di  
raccolta



**1050**  
Maschera adulti per  
ossigenoterapia



**1040**  
Maschera bambini per  
ossigenoterapia