



1550 Camilla plegable

Camilla militar plegable con Iona verde



CARATTERISTICHE

Camilla plegable en anchura fabricada en tubos redondos de aluminio y lona verde militar ignífuga. Está equipada con asas desmontables y cinturones de banda para inmovilizar al paciente. Es ideal para uso militar.

DATOS TÉCNICOS

| Tamaño | Adultos |
|-------------------------|-----------------------------|
| Uso | Transporte |
| Plegable | ₩ |
| Superficie de descanso | Sin Trendelenburg |
| Altura (cm) | 17 |
| Anchura (cm) | 58 |
| Longitud (cm) | 198 |
| Max length (cm) | 231 |
| Espesor plegada (cm) | 8,5 |
| Peso (kg) | 9 |
| Capacidad de carga (kg) | 170 |
| Material | Aluminio anodizado Nylon |

IMÁGENES



VER TAMBIÉN



Camilla plegable 660 Camilla plegable en 4 con asas telescópicas desmontables