



16100 Toboga

Camilla con cinturones y reposapiés



CARATTERISTICHE

Compuesta por una carcasa externa de polímero de ABS modificado soportado por una estructura de aluminio robusta y permanente. Un total de 12 asas hacen que sea extremadamente fácil de manejar.

Estructura resistente a productos químicos, rayos UV, óxido y corrosión. Resistentes pasadores de latón han sido estratégicamente colocados a lo largo de la barandilla de la camilla para permitir el levantamiento con el accesorio Art. 16100-005.

Una capa negra de espuma EVA se encuentra fijada dentro de la camilla para la comodidad del paciente.

Soporte con reborde de protección, ajustable, hecho del mismo material que la camilla, cuatro correas de sujeción, fácilmente reposicionables en cualquier lugar de la camilla, dependiendo del tamaño del paciente, completa el suministro estándar.

En la parte inferior de la camilla se encuentran presente tres hojas deslizantes, incluidas en el molde, que permiten un uso fácil y deslizamiento incluso en la nieve, en el agua y en terrenos irregulares.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Adultos
Uso	Recuperación Inmovilización Transporte
Altura (cm)	17
Anchura (cm)	61
Longitud (cm)	216
Peso (kg)	15
Capacidad de carga (kg)	300
Trauma	₩
Alpine	<u> </u>
Material	ABS Aleaciones de aluminio

VER TAMBIÉN



Toboga 16102 Camilla divisible con cinturones y reposapiés

ACCESORIOS





16100-005 Eslinga de elevación certificada para camilla Toboga