



19130

Support brancard translatable à compartiment unique « MTX » avec table et abattant 180 certifié EN1789



CARATTERISTICHE

Support de brancard translatable à compartiment unique avec abattant de 180 mm. Le logement ci-dessous peut accueillir, en option, un brancard cuillère ou une planche dorsale. Sur demande, il est possible de faire installer les supports avec les systèmes de verrouillage Art. 955 ou 956.



DONNÉES TECHNIQUES

Traslabile	
Largeur (cm)	60,5
Longueur (cm)	214,5
Poids (kg)	58
Capacité de charge (kg)	400
Hauteur totale	20
Hauteur plan	17

IMAGES



ACCESSOIRES



19114

Abattant de 130 mm avec attaches pour supports



19112

Abattant de 100 mm avec attaches pour supports



19123

Abattant de 130 mm avec attaches pour supports et rouleur



19115

Abattant de 180 mm avec attaches pour supports et rouleur



19118

Abattant de 350 mm avec attaches pour supports