



## 19136-955

"MX-955" soporte para camilla fijo de un solo compartimiento con plataforma y báscula 180 y sistema de fijación art. 955 - certificado EN1789



### CARATTERISTICHE

Soporte para camilla fijo de un solo compartimiento con plataforma y báscula de mm 180. A petición es posible obtener el soporte con los sistemas de bloqueo instalados Art. 955.



### DATOS TÉCNICOS

Anchura (cm)	60,5
Longitud (cm)	208,5
Peso (kg)	50
Capacidad de carga (kg)	400
Altura (cm)	13,5

### ACCESORIOS



**19114**  
Basculante de 130 mm con conexiones para soportes



**19112**  
Basculante de 100 mm con conexiones para soportes