



19136-956

Support de brancard fixe à compartiment unique « MX-956 » avec table et abattant 180, et système de fixation art. 956 – certifié EN1789



CARATTERISTICHE

Support de brancard fixe à compartiment unique avec table et abattant 180. Sur demande, il est possible d' avoir le support avec les systèmes de verrouillage art. 956.



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur (cm)	60,5
Longueur (cm)	208,5
Poids (kg)	50
Capacité de charge (kg)	400
Hauteur (cm)	13,5

ACCESSORIES



19114

Abattant de 130 mm avec attaches pour supports



19112

Abattant de 100 mm avec attaches pour supports