




## 19140-955

"MTX-2-955" soporte de traslación para camilla, doble compartimiento con plataforma y báscula 350 y sistema de fijación art. 955 - certificado EN1789



### CARATTERISTICHE

Soporte para de traslación camilla, doble compartimiento con báscula de mm 350. El compartimiento subyacente puede alojar tanto una camilla de cuchara como una tabla espinal. A petición es posible obtener los soportes con los sistemas de bloqueo instalados Art. 955 o 956. Resorte de gas comprimido.



Traslación: cm. 30

### DATOS TÉCNICOS

Traslable	
Anchura (cm)	63
Longitud (cm)	229
Peso (kg)	84,5
Capacidad de carga (kg)	400
Altura (cm)	27,5

### IMÁGENES



---

## ACCESORIOS

---



**19110**

Superficie de acero inoxidable de 1940 x 572 mm con conexiones para soportes



**787L**

Resorte de gas para barandilla superficie de carga



**19123**

Ribaltina 130 mm con attacchi per supporti e rullo



**19115**

Ribaltina da 180 mm con attacchi per supporti e rullo

---

---

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

---



**821G**

Resorte de gas para barandilla superficie de carga

---