




19140-956

Support de brancard translatable à double compartiment « MTX-2-956 » avec table et abattant 350, et système de fixation art. 956 – certifié EN1789




CARATTERISTICHE

Support de brancard translatable à double compartiment avec abattant de 350 mm. Le logement en dessous peut accueillir à la fois un brancard et une planche dorsale. Sur demande, il est possible de faire installer les supports avec les systèmes de verrouillage Art. 956.
Ressort à gaz inclus.



Translation: cm 30

DONNÉES TECHNIQUES

Traslabile	
Largeur (cm)	63
Longueur (cm)	229
Poids (kg)	84,5
Capacité de charge (kg)	400
Hauteur (cm)	27,5

IMAGES



ACCESSOIRES



19110

Plan en acier inoxydable 1940 x 572 mm
avec attaches pour supports



787L

Ressort à gaz pour rail latéral de
plateforme de chargement



19123

Abattant de 130 mm avec attaches pour
supports et rouleau



19115

Abattant de 180 mm avec attaches pour
supports et rouleau

BUNDLES



19140

MTX-2 Support de civiere coulissant a
logement double avec plateau et rabat
350 mm