




## 19146-955

Support de brancard fixe à double compartiment « MX-2-955 » avec table et abattant 350, et système de fixation art. 955 – certifié EN1789



### CARATTERISTICHE

Support de brancard fixe à double compartiment avec table et abattant de 180 mm. Sur demande, il est possible d' avoir le support avec les systèmes de verrouillage art. 955.  
Ressort à gaz inclus.



### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur (cm)	63
Longueur (cm)	223
Poids (kg)	68,2
Capacité de charge (kg)	400
Hauteur (cm)	21,5

### ACCESSOIRES



**19110**  
Plan en acier inoxydable 1940 x 572 mm  
avec attaches pour supports



**787L**  
Ressort à gaz pour rail latéral de  
plateforme de chargement

---

## BUNDLES

---



**19140**

MTX-2 Support de civière coulissant a  
logement double avec plateau et rabat  
350 mm

---