




19146-956

Support de brancard fixe à double compartiment « MX-2-956 » avec table et abattant 350, et système de fixation art. 956 – certifié EN1789



CARATTERISTICHE

Support de brancard fixe à double compartiment avec table et abattant de 180 mm. Sur demande, il est possible d' avoir le support avec les systèmes de verrouillage art. 956.
Ressort à gaz inclus.



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur (cm)	63
Longueur (cm)	223
Poids (kg)	68,2
Capacité de charge (kg)	400
Hauteur (cm)	21,5

ACCESSOIRES



19110
Plan en acier inoxydable 1940 x 572 mm
avec attaches pour supports



787L
Ressort à gaz pour rail latéral de
plateforme de chargement

BUNDLES



19140

MTX-2 Support de civiere coulissant a
logement double avec plateau et rabat
350 mm
