



2401


Mascarilla de reanimación en silicona med. 1



CARACTERÍSTICAS

Mascarilla de reanimación y anestesia. El borde anatómico, hecho de silicona, garantiza la máxima adherencia facial, mientras el cuerpo hecho en polisulfona transparente permite observar constantemente el estado del paciente durante la aplicación. Conector estándar. **Esterilizable en autoclave, disponible en 6 diferentes medidas.**

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Niños
Pediatric	
Material	Silicona

VER TAMBIÉN



2402
Máscara de reanimación de silicona tamaño 2



2401
Mascarilla de reanimación en silicona med.1



2404
Mascarilla de reanimación en silicona med. 4



2405
Mascarilla de reanimación en silicona med. 5



2400
Mascarilla de reanimación en silicona med. 0



2403
Mascarilla de reanimación en silicona med. 3

ACCESORIO DE



1366
Mochila roja "115" con bolsillos laterales y compartimentos SUMINISTRADO COMPLETOS - ESPECIFICACIONES TPSS