



## 2405

---

Mascarilla de reanimación en silicona med. 5



---

### CARACTERÍSTICAS

Mascarilla de reanimación y anestesia. El borde anatómico, hecho de silicona, garantiza la máxima adherencia facial, mientras el cuerpo hecho en polisulfona transparente permite observar constantemente el estado del paciente durante la aplicación. Conector estándar. **Esterilizable en autoclave, disponible en 6 diferentes medidas.**

---

### DATOS TÉCNICOS

---

Tamaño	Adultos
Material	Silicona

---

## VER TAMBIÉN

---



**2402**  
Máscara de reanimación de silicona  
tamaño 2



**2400**  
Mascarilla de reanimación en  
silicona med. 0



**2404**  
Mascarilla de reanimación en  
silicona med. 4



**2403**  
Mascarilla de reanimación en  
silicona med. 3



**2401**  
Mascarilla de reanimación en  
silicona med. 1

---

## ACCESORIO DE

---



**1366**  
Mochila roja "T15" con bolsillos  
laterales y compartimentos  
SUMINISTRADO COMPLETOS -  
ESPECIFICACIONES TPSS