



410 Neofix


Steccobenda in neoprene per avambraccio



CARATTERISTICHE

Steccobende rigide flessibili realizzate in neoprene e complete di un'anima di alluminio che può essere modellata secondo le necessità che si presentano durante le operazioni di soccorso. L'anima di alluminio può essere rimossa per garantire una pratica sanificazione. Lo speciale prodotto usato per la realizzazione permette di mantenere la temperatura corporea costante, di adattare le steccobende ad ogni tipo di arto e di pulirle e disinfettarle con molta facilità. Sono disponibili 5 diverse misure: gamba, braccio, avambraccio, polso e caviglia/ gomito.

DATI TECNICI

Misura	Adulti
Destinazione	Immobilizzazione
Trauma	
Lunghezza (cm)	40
Materiale	Neoprene

VEDI ANCHE



Halley 886

Set di steccobende a depressione con pompa e custodia



417

"NEOFIX" Set di steccobende in neoprene con custodia