



415 Neofix


Férula de neopreno para tobillo/codo



CARACTERÍSTICHE

Férulas rígidas, flexibles, fabricadas en neopreno y con un núcleo de aluminio que puede moldearse de acuerdo con las necesidades que surgen durante las operaciones de rescate. Es posible quitar el núcleo de aluminio para garantizar una práctica desinfección. El producto especial utilizado para la realización permite mantener la temperatura corporal constante, adaptar las férulas a cada tipo de extremidad y limpiarlas y desinfectarlas con mucha facilidad. Disponibles en 5 tamaños: pierna, brazo, antebrazo, muñeca y tobillo/codo.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Adultos
Uso	Inmovilización
Trauma	
Longitud (cm)	56
Material	Neopreno

VER TAMBIÉN



Halley 886
Set de férulas de vacío con bomba y estuche



417
"NEOFIX" Set de férulas de neopreno con estuche