




6100


Zusammenklappbare lange trage



CARATTERISTICHE

2 mal zusammenklappbare Trage mit Stützfüßen und Griffen. Hergestellt aus Aluminium und flüssigkeitsabweisendem, reißfesten PVC-Gewebe. Ideal für den Transport in die Praxis, leicht unterzubringen.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Zusammenklappbar	
Liegefläche	Without Trendelenburg
Länge (cm)	167
Breite (cm)	50
Höhe (cm)	13
Höhe zusammengeklappt (cm)	83
Dicke (cm)	13
Gewicht (kg)	5,5

SIEHE AUCH



6300
Vakuummatttze



Maxima 6200
Schaufeltrage für kinder
