



614

Sistema di fissaggio orizzontale certificato per barella a cucchiaio



CARATTERISTICHE

Supporti in alluminio dotati di ganci rapidi e sicuri per il bloccaggio al muro o all'interno dell'ambulanza della barella a cucchiaio in posizione orizzontale.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789

DATI TECNICI

Lunghezza (cm)	50,5
Larghezza (cm)	2,5
Altezza (cm)	6,5
Peso (kg)	0,7

VEDI ANCHE



Maxima 630/A
Barella atraumatica a cucchiaio
verniciata arancio



Maxima 631
Barella atraumatica a cucchiaio
anodizzata grigia con tronco/testa
ad 1 pz.



Maxima 630/B
Barella atraumatica a cucchiaio
verniciata blu



Maxima 630
Barella atraumatica a cucchiaio
anodizzata grigia
