




# 614

Sistema di fissaggio orizzontale certificato per barella a cucchiaio



## **CARATTERISTICHE**

Supporti in alluminio dotati di ganci rapidi e sicuri per il bloccaggio al muro o all'interno dell'ambulanza della barella a cucchiaio in posizione orizzontale.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789

#### **DATI TECNICI**

Lunghezza (cm)	50,5
Larghezza (cm)	2,5
Altezza (cm)	6,5
Peso (kg)	0,7

## **VEDI ANCHE**



# **Maxima 630/A**Barella atraumatica a cucchiaio verniciata arancio



Maxima 631 Barella atraumatica a cucchiaio anodizzata grigia con tronco/testa ad 1 pz.



**Maxima 630/B**Barella atraumatica a cucchiaio verniciata blu



**Maxima 630** Barella atraumatica a cucchiaio anodizzata grigia