



## 616/A

Système de fixation verticale haut, certifié pour brancard cuillère



### CARATTERISTICHE

Supports en aluminium équipés de crochets rapides et sûrs pour verrouiller le brancard cuillère au mur ou à l'intérieur de l'ambulance en position verticale. Avec l'art. 616/A, il est possible de verrouiller le brancard plié en deux.



Appareil certifié selon les normes de sécurité européennes harmonisées UNI EN 1789.

### DONNÉES TECHNIQUES

Longueur (cm)	44
Largeur (cm)	2,5
Hauteur (cm)	9,5
Poids (kg)	0,55

### VOIR AUSSI



616

Système de fixation verticale certifié pour  
brancard cuillère

---

## ACCESSOIRES

---



**Maxima 630/B**

Brancard cuillère atraumatique peint en bleu



**Maxima 631**

Brancard cuillère atraumatique anodisé gris avec tronc/tête à 1 pc.



**Maxima 630**

Brancard cuillère atraumatique anodisé gris



**Maxima 630/A**

Brancard cuillère atraumatique peint en orange

---