



618

Sistema di fissaggio per sedia portantina



CARATTERISTICHE

Supporto studiato per bloccare automaticamente le sedie portantine art.650-653-658-659 all'interno dell'ambulanza. È composto da 2 pezzi. Realizzato in acciaio inossidabile.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789.

Disponibili anche separatamente 618/INF - 618/SUP

DATI TECNICI

Lunghezza (cm)	46
Profondità (cm)	4
Altezza (cm)	2,5
Peso (kg)	2,3

VEDI ANCHE



Maya 650
Sedia portantina pieghevole



Maya 653
Sedia portantina pieghevole a 4
ruote con pedana e braccioli

ACCESSORI



Quick 659/Y
Sedia portantina pieghevole a 4
ruote con pedana e braccioli -
gialla/nera



Quick 658/Y
Sedia portantina pieghevole a 2
ruote gialla/nera
