



627 Kids

Inmovilizador de cabeza pediátrico acolchado



CARACTERÍSTICHE

Inmovilizador de cabeza acolchado para columna vertebral pediátrica, fabricado con material de espuma de células cerradas y revestido con sistema de vinilo exclusivo.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Niños
Uso	Inmovilización
Anchura (cm)	38
Profundidad (cm.)	25
Altura (cm)	15
Trauma	
Pediatric	

VER TAMBIÉN



Spider Baby 692
Cinturones de inmovilización
espinal pediátrica

ACCESORIOS



Duck 9022

Tabla espinal pediátrica amarilla



Duck 9024

Tabla espinal pediátrica naranja
