



## 630/A Maxima

---

Brancard cuillère atraumatique peint en orange



---

### CARACTERISTICHE


Nouvelle gamme de brancards cuillères en aluminium coloré. La peinture spéciale rend la coloration de ces brancards particulièrement résistante qui, en termes de caractéristiques et de fonctionnalité, correspond au brancard cuillère traditionnel art. 630. Les différentes couleurs peuvent également être utilisées pour distinguer la propriété des brancards cuillères dans le même quartier auquel ils appartiennent..



Dispositif certifié selon les normes de sécurité harmonisées UNI EN 1865 – UNI EN 1789

- Dispositif efficace d' accrochage et de décrochage pour diviser le brancard.
- Longueur réglable avec verrouillage automatique..
- Sac avec 3 ceintures à dégagement rapide pour l' immobilisation du patient. (603/MEB).
- Rangement facile dans l' ambulance en position repliée..
- Entièrement construit en aluminium robuste et léger..
- L' étui pour brancard (Art. 630/CS) est disponible sur demande..

## DONNÉES TECHNIQUES

Taille	Adultes
Usage	Récupération
Hauteur (cm)	7
Largeur (cm)	42
Longueur (cm)	167
Max length (cm)	202
Folded length (cm)	120
Folded thickness (cm)	9
Poids (kg)	10
Capacité de charge (kg)	170
Certification 10G	
Material	Aluminium peint

## VOIR AUSSI



**Maxima 631**

Brancard cuillère atraumatique anodisé gris avec tronç/tête à 1 pc.



**Maxima 630/N**

Brancard cuillère atraumatique peint en noir



**Maxima 630**

Brancard cuillère atraumatique anodisé gris



**Maxima 630/B**

Brancard cuillère atraumatique peint en bleu

## ACCESSOIRES



**616**

Système de fixation verticale certifié pour brancard cuillère



**616/A**

Système de fixation verticale haut, certifié pour brancard cuillère



**614**

Système de fixation horizontale certifié pour brancard cuillère



**630/CS**

Étui pour brancard cuillère



**Double 624**

Immobilisateur de tête pour écopos



**603/MEB**

Sac en nylon avec 3 Art. 607/Ameb