



630/B Maxima

Brancard cuillère atraumatique peint en bleu



CARATTERISTICHE


Gamme de brancards cuillères en aluminium coloré. La peinture spéciale rend la coloration de ces brancards particulièrement résistante qui, en termes de caractéristiques et de fonctionnalité, correspond au brancard cuillère traditionnel art. 630. Les différentes couleurs peuvent également être utilisées pour distinguer la propriété des brancards cuillères dans le même quartier auquel ils appartiennent.



Dispositif certifié selon les normes de sécurité harmonisées UNI EN 1865 – UNI EN 1789

- Dispositif efficace d' accrochage et de décrochage pour diviser le brancard.
- Longueur réglable avec verrouillage automatique..
- Sac avec 3 ceintures à dégagement rapide pour l' immobilisation du patient (603/MEB).
- Rangement facile dans l' ambulance en position repliée.
- Entièrement construit en aluminium robuste et léger.
- L' étui pour brancard (Art. 630/CS) est disponible sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES

Taille	Adultes
Usage	Récupération
Hauteur (cm)	7
Largeur (cm)	42
Longueur (cm)	167
Max length (cm)	202
Folded thickness (cm)	9
Poids (kg)	10
Capacité de charge (kg)	170
Certification 10G	
Material	Aluminium peint

VOIR AUSSI



Maxima 631

Brancard cuillère atraumatique anodisé gris avec tronc/tête à 1 pc.



Maxima 630/N

Brancard cuillère atraumatique peint en noir



Maxima 630

Brancard cuillère atraumatique anodisé gris



Maxima 630/A

Brancard cuillère atraumatique peint en orange

ACCESSOIRES



616/A

Système de fixation verticale haut, certifié pour brancard cuillère



630/CS

Étui pour brancard cuillère



614

Système de fixation horizontale certifié pour brancard cuillère



616

Système de fixation verticale certifié pour brancard cuillère



Double 624

Immobilisateur de tête pour écopos



603/MEB

Sac en nylon avec 3 Art. 607/Ameb