



638 Camilla de rescate

Camilla de rescate plegable con respaldo



CARATTERISTICHE

Gracias a sus particulares características, la camilla de rescate art. 638 es adecuada para usos auxiliares como camilla secundaria dentro de la ambulancia.

- Respaldo ajustable accionado por un resorte de gas, seguro y bloqueable en cualquier posición.
- Marco de aluminio ligero y resistente.
- Bolsa con dos cinturones de liberación rápida para la inmovilización del paciente. (art. 604/MEB)
- Plegable en dos para facilitar la colocación.
- Ruedas y pies desplazados hacia adentro para reducir las dimensiones de apoyo.
- Lona de color naranja en nylon recubierto de PVC ignífugo, impermeable y resistente a la rotura, fácil de limpiar.

DATOS TÉCNICOS

Superficie de descanso	Sin Trendelenburg
Tamaño	Adultos
Uso	Transporte
Plegable	<u> </u>
Altura (cm)	14
Anchura (cm)	49
Longitud (cm)	187
Folded length (cm)	98
Peso (kg)	9,2
Capacidad de carga (kg)	170
Espesor plegada (cm)	17
Material	Aluminio anodizado Nylon

VER TAMBIÉN



ACCESORIOS



604/MEBSobre naranja de 2 pieza con
gancho de plástico de 50 mm y
cinta ME.BER.



964 Gancho frontal para camilla art. 638 - 639 - 640



Sistema de fijación trasera Sistema de fijación trasera para camillas de carga automática H=129 mm

ACCESORIOS ESTÁNDAR



604/MEBSobre naranja de 2 pieza con gancho de plástico de 50 mm y cinta ME.BER.