



646 Barella soccorso pieghevole

Barella rigida pieghevole



CARATTERISTICHE

Creata per essere utilizzata anche per i trasporti pesanti, è pieghevole in due parti, dotata di telo colore arancio in nylon spalmato PVC ignifugo, impermeabile, antistrappo. Non sono comprese le cinture (vedi "Sistemi di trattenuta" Art. 604/MEB).

DATI TECNICI

Misura	Adulti
Destinazione	Trasporto
Pieghevole	
Altezza min (cm)	14
Larghezza (cm)	50
Lunghezza max (cm)	201
Lunghezza ripiegata (cm)	101
Spessore ripiegata (cm)	17
Peso (kg)	6,2
Portata (kg)	170
Materiale	Alluminio anodizzato Nylon

IMMAGINI



VEDI ANCHE



Barella pieghevole 643
Barella soccorso pieghevole in 4

ACCESSORI



604/MEB
Busta arancio a 2 cinture con
gancio in plastica e nastro ME.BER.