



660 Brancard pliant

Brancard pliable en 4 avec poignées télescopiques amovibles




CARATTERISTICHE

Le brancard pliable en quatre présente des caractéristiques qui en font l'un des plus complets et des plus polyvalents de la gamme. La structure, en tube d'aluminium rond, rend ce brancard robuste et léger. Il est également équipé de quatre poignées amovibles qui permettent d'utiliser une plus grande surface d'appui.

- Pliage en quatre pour un placement facile
- Tôle grise en nylon enduite de PVC ignifuge, imperméable, indéchirable, facile à nettoyer
- Avec deux ceintures à dégagement rapide pour l'immobilisation du patient (Art. 605/Nmeb)

DONNÉES TECHNIQUES

Taille	Adultes
Usage	Transport
Pliable	
Surface de couchage	Sans Trendelenburg
Min hauteur (cm)	18
Folded thickness (cm)	21
Largeur (cm)	57
Longueur (cm)	192
Max length (cm)	216
Folded length (cm)	94
Poids (kg)	9,3
Capacité de charge (kg)	170
Material	Aluminium anodisé Nylon

IMAGES



VOIR AUSSI



Brancard pliant 1550

Brancard militaire pliant avec drap vert

ACCESSOIRES



660/CS

Étui pour brancard Art. 660

BUNDLES



605/Nmeb

Ceinture noire 1 pièce avec crochet en plastique de 50 mm et Me.Ber.
