



660 Camilla plegable

Camilla plegable en 4 con asas telescópicas desmontables



CARATTERISTICHE

La camilla plegable en cuatro tiene características que se pueden definir como una de las más completas y versátiles de la gama. La estructura, en aluminio tubular redondo, hace que esta camilla sea fuerte y ligera. Además, está equipada con cuatro asas desmontables que brindan la posibilidad de aprovechar una mayor superficie de apoyo.

- Plegable en cuatro para una fácil colocación.
- Lona gris en nylon recubierto con PVC ignífugo, impermeable y resistente a la rotura, fácil de limpiar
- Incluye dos cinturones de liberación rápida para la inmovilización del paciente. (Art. 605/Nmeb)

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Adultos
Uso	Transporte
Plegable	₩
Superficie de descanso	Sin Trendelenburg
Altura mínima (cm)	18
Espesor plegada (cm)	21
Anchura (cm)	57
Longitud (cm)	192
Max length (cm)	216
Folded length (cm)	94
Peso (kg)	9,3
Capacidad de carga (kg)	170
Material	Aluminio anodizado Nylon

IMÁGENES



VER TAMBIÉN



ACCESORIOS



660/CS Funda para camilla Art.660

ACCESORIOS ESTÁNDAR



605/Nmeb
Cinturón negro de 1 pieza con
gancho de plástico de 50 mm y
cinta ME.BER.