



7072/4RG PROOF Mercury

Barella autocaricante inox ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta



CARATTERISTICHE

[Visita il sito Mercury](#)


La barella Mercury è anche disponibile con l'optional delle quattro ruote girevoli che le conferiscono una manovrabilità imbattibile. Questo dispositivo è l'ideale per l'utilizzo della barella in ambienti stretti ed angusti. Con l'azionamento di un semplice meccanismo si sbloccano le ruote anteriori o si riportano nella configurazione originale con le ruote fisse nel senso di marcia. Completa di materasso e cinture.

Questa versione ha le stesse caratteristiche della versione 7070/4RG Proof con la sola differenza di poter caricare su piani di ambulanze ad altezza maggiorata.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789. *Le immagini sono a solo scopo illustrativo.

DATI TECNICI

Misura	Adulti
Destinazione	Trasporto
Certificazione 10G	
Multilivello	
Piano	Con Trendelenburg
Tipo ruote	4 Ruote Girevoli Grandi
Tipologia	Barella autocaricante
Altezza intermedia (cm)	75
Altezza massima di carico (cm)	71
Altezza minima di carico (cm)	69
Altezza piegata (cm)	31
Altezza max (cm)	99
Larghezza (cm)	57
Lunghezza (cm)	197
Lungh. con carrello abbassato (cm)	165
Peso (kg)	45
Portata (kg)	250
Materiale	Acciaio inox ABS HDPE (Polietilene ad alta intensità)

IMMAGINI



VEDI ANCHE



Mercury Lite 7080/4RG Proof
Barella autocaricante in alluminio
ad altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli



Mercury Cinque 7075/4RG PROOF
Barella autocaricante inox a 5
posizioni certificata EN1865 con 4
ruote girevoli



Mercury 7070/4RG PROOF
Barella autocaricante inox ad
altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli



Mercury EL 7092 PROOF
Barella autocaricante certificata



Mercury EL 7094 PROOF
Barella autocaricante certificata
versione alta



Mercury 7070/4RG PROOF
Barella autocaricante inox ad
altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli

ACCESSORI



955 PROOF
Sistema di fissaggio EN 1789 per
barelle autocaricanti Proof



7014/A
Materasso 4 pz. in Skay ignifugo
elettrosaldato



939
Piano portastrumenti per barelle



938
Portabombola Oximeb



12080
"MBP" pianale bariatrico largo per
barelle autocaricanti FROG
MERCURY e GECKO completo di
cinture con arrotolatore e fissaggi
barella



12080-001
Kit montaggio piano bariatrico per
barelle autocaricanti



12154
Sistema di contenimento Bear
Pods per obesi per barelle
autocaricanti



12070/BG
"COVER OX 2-3 BG"- Portabombola
professionale per bombole da lt 2 e
3



12070/BR
"COVER OX 2-3 BR"- Portabombola
professionale per bombole da lt 2 e
3



12072/BG
"COVER OX 5 BG"- Portabombola
professionale per bombole da lt 5



12072/BR
"COVER OX 5 BR"- Portabombola
professionale per bombole da lt 5



612/AN-2/MEB
Cintura toracica regolabile
arancio/nera con aggancio a 4
punti e nastro MeBer per barelle
autocaricanti e sedie



612/N-2/MEB
Cintura toracica regolabile nera con
aggancio a 4 punti e nastro MeBer
per barelle autocaricanti e sedie



608/A-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo
e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



608/N-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo
e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



12106
AIR-COM Materasso antidecubito
per barelle a segmenti alterni



12054
Portabombola Oximeb Maxi -
Portabombola per bombola da 3
litri



7013/A
Materasso 3 pz. in Skay ignifugo
elettrosaldato



7013/N
Materasso 3 pz. in Skay ignifugo
elettrosaldato



707
Telo di trasferimento
salvamaterasso a 6 maniglie



12084-001
Custodia per ali bariatriche



12172
Materasso di colore nero per ala bariatrica sx per barelle autocaricanti




12170
Materasso di colore nero per ala bariatrica dx per barelle autocaricanti



12025
Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



12018N
Asta portaflebo telescopica per barelle autocaricanti



12200
Set ali bariatriche dx e sx per barelle autocaricanti Mercury completo di materassi, cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella

ACCESSORI DI SERIE



12025
Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



612/AN-2/MEB
Cintura toracica regolabile arancio/nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



608/A-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



7013/A
Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato