



## 7210 Frog

"FROG" barella autocaricante gialla con trendelenburg



### CARATTERISTICHE

Realizzata in acciaio saldato verniciato a polvere, è un dispositivo notevolmente resistente ed affidabile. La maggiore morbidezza delle 4 ruote Ø 200 mm (2 fisse con freno e 2 girevoli autocentranti) conferisce un alto grado di confort al paziente. Anche questo modello di barella è dotato della posizione trendelenburg da 0° a 20°.

- Piano letto in materiale termoplastico rinforzato.
- Schienale reclinabile 0°-80° azionato da un pistone a gas bloccabile in qualsiasi posizione.
- Spondine laterali ribaltabili.
- Gambe verticali protette da paracolpi in plastica.
- Ruote girevoli con sistema autocentrante per consentire il posizionamento della barella in ambulanza senza dover girare le ruote manualmente.
- Carrello anteriore abbassabile per ridurre l'ingombro della barella.

### DATI TECNICI

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Destinazione                       | Trasporto   |
| Tipologia                          | Barella autocaricante   |
| Piano                              | Con Trendelenburg   |
| Tipo ruote                         | 2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse grandi                           |
| Altezza (cm)                       | 92  |
| Altezza massima di carico (cm)     | 66  |
| Altezza minima di carico (cm)      | 60  |
| Altezza piegata (cm)               | 32,5  |
| Larghezza (cm)                     | 56  |
| Lunghezza (cm)                     | 195   |
| Lungh. con carrello abbassato (cm) | 169   |
| Portata (kg)                       | 250   |
| Peso (kg)                          | 43  |
| Materiale                          | Acciaio verniciato<br>ABS<br>HDPE (Polietilene ad alta intensità) |
| Caratteristica filtro              |   |

---

VEDI ANCHE

---



**Frog 7210 PROOF**

"FROG" barella autocaricante gialla  
con trendelenburg certificata

---

## ACCESSORI



**Sistema di fissaggio anteriore**  
Sistema di fissaggio anteriore per  
barella autocaricante



**Sistema di fissaggio posteriore**  
Sistema di fissaggio posteriore per  
autocaricante H=148 mm



**936**  
Asta portaflebo per barelle  
autocaricanti Winner e Frog



**939**  
Piano portastrumenti per barelle



**938**  
Portabombola Oximeb



**608/A-MEB**  
Cintura 2 pz. con gancio in metallo  
e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



**608/N-MEB**  
Cintura 2 pz. con gancio in metallo  
e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



**12080**  
"MBP" pianale bariatrico largo per  
barelle autocaricanti FROG  
MERCURY e GECKO completo di  
cinture con arrotolatore e fissaggi  
barella



**12080-001**  
Kit montaggio piano bariatrico per  
barelle autocaricanti



**12025**  
Tasca portaoggetti multiuso nera  
per barelle autocaricanti



**12084**  
Set ali bariatriche per barelle  
autocaricanti MBS-01 e FROG



**7013/A**  
Materasso 3 pz. in Skay ignifugo  
elettrosaldato



**7013/N**  
Materasso 3 pz. in Skay ignifugo  
elettrosaldato



**12154**  
Sistema di contenimento Bear  
Pods per obesi per barelle  
autocaricanti



**12106**  
AIR-COM Materasso antidecubito  
per barelle a segmenti alterni



**12018N**  
Asta portaflebo telescopica per  
barelle autocaricanti



**12070/BG**  
"COVER OX 2-3 BG"- Portabombola  
professionale per bombole da lt 2 e  
3



**12070/BR**  
"COVER OX 2-3 BR"- Portabombola  
professionale per bombole da lt 2 e  
3



**12072/BG**  
"COVER OX 5 BG"- Portabombola  
professionale per bombole da lt 5



**12072/BR**  
"COVER OX 5 BR"- Portabombola  
professionale per bombole da lt 5

---