



## 7240 PROOF Frog

Brancard à chargement automatique « FROG PLUS » avec Trendelenburg certifié



### CARATTERISTICHE

Réalisé en acier inoxydable électropoli, il est équipé de 4 roues Ø 200 mm (2 fixes avec frein et 2 pivotantes à centrage automatique). L' inclinaison des pieds a été étudiée pour donner au brancard une meilleure stabilité lors de son utilisation. La position de Trendelenburg est actionnée par un piston à gaz qui peut être verrouillé dans n' importe quelle position de 0 à 20°.


- Plancher rigide en matériau thermoplastique renforcé.
- Dossier inclinable de 0 à 80° actionné par un piston à gaz verrouillable dans n' importe quelle position.
- Barrières latérales rabattables.
- Pieds verticaux protégés par des pare-chocs en plastique.
- Roues pivotantes avec système d' auto-centrage pour permettre le positionnement du brancard dans l' ambulance sans avoir à tourner les roues manuellement.
- Chariot avant abaissable pour réduire l' encombrement du brancard.

En combinaison avec la fixation spéciale 955 Proof, il résiste aux contraintes d' inertie du véhicule de secours sur lequel il est transporté jusqu' à 10G. Avec un matelas et des ceintures (Art. 7013, 2 ceintures Art. 608-A/MEB ou 608-N/MEB et 1 ceinture Art. 612/AN-2/MEB ou Art. 612/N – 2/MEB).



Appareil certifié selon les normes européennes harmonisées UNI EN1865 – UNI EN1789.

## DONNÉES TECHNIQUES

Usage	Transport
Certification 10G	
Surface de couchage	Avec Trendelenburg
Type de roue	2 roues pivotantes + 2 grandes roues fixes
Type	
Hauteur (cm)	92
Hauteur de chargement max (cm)	66
Hauteur plié (cm)	32,5
Hauteur de chargement min. (cm)	60
Largeur (cm)	56
Longueur (cm)	195
Longueur avec chariot replié (cm)	166
Poids (kg)	44
Capacité de charge (kg)	250
Material	Acier inoxydable
Caratteristica filtro	

## VOIR AUSSI



### Frog Lite 7260 PROOF

Brancard à chargement automatique « FROG LITE » en aluminium avec Trendelenburg certifié



### Frog 7210 PROOF

Brancard à chargement automatique « FROG » jaune avec Trendelenburg certifié



### Frog 7240/INC Proof

Brancard à chargement automatique « FROG PLUS INC PROOF » pour incubateur avec prédisposition pour crochet certifié



### 7265 Proof

Brancard de chargement automatique en aluminium « Frog Lite Advance » avec poignées extractibles et Trendelenburg

## ACCESSOIRES



**936**

Tige porte-perfusion pour brancards à chargement automatique Winner et Frog



**939**

Plateau porte-instruments pour brancards



**938**

Porte-bouteille Oximeb



**12080**

Plateforme bariatrique large « MBP » pour brancards à chargement automatique FROG MERCURY et GECKO avec ceintures avec enrouleur et fixations de brancard



**955 PROOF**

Système de fixation EN 1789 pour brancards à chargement automatique Proof



**12080-001**

Kit de montage sur plan bariatrique pour brancards à chargement automatique



**12025**

Poche de rangement polyvalente noire pour brancards à chargement automatique



**612/AN-2/MEB**

Ceinture thoracique orange/noire réglable avec attache à 4 points et ruban Meber pour brancards à chargement automatique et chaises



**612/N-2/MEB**

Ceinture thoracique noire réglable avec attache à 4 points et ruban Meber pour brancards à chargement automatique et chaises



**608-A/MEB**

Ceinture 2 pièces avec crochet en métal et ruban Meber orange (L. 155 cm)



**608-N/MEB**

Ceinture 2 pièces avec crochet en métal et ruban Meber noir (L. 155 cm)



**7013/A**

Matelas 3 pièces en skaï ignifugé électro-soudé



**7013/N**

Matelas 3 pièces en skaï ignifugé électro-soudé



**12084**

Ensemble d'extensions bariatriques pour brancards à chargement automatique avec matelas et sangles dotées d'enrouleur



**12154**

Système de confinement Bear Pods pour obèses pour brancards à chargement automatique



**12106**

AIR-COM : matelas anti-escarres pour brancards à segments alternés



**12018N**

Tige porte-perfusion télescopique pour brancards à chargement automatique



**12070/BG**

« COVER OX 2-3 BG » - Porte-bouteille professionnel pour bouteilles de 2 et 3 litres



**12070/BR**

« COVER OX 2-3 BR » - Porte-bouteille professionnel pour bouteilles de 2 et 3 litres



**12072/BG**  
« COVER OX 5 BG » – Porte-bouteille  
professionnel pour bouteilles de 5 litres



**12072/BR**  
« COVER OX 5 BR » – Porte-bouteille  
professionnel pour bouteilles de 5 litres

---

## BUNDLES

---



**7013/A**  
Matelas 3 pièces en skai ignifugé électro-  
soudé



**612/AN-2/MEB**  
Ceinture thoracique orange/noire  
réglable avec attache à 4 points et ruban  
Meber pour brancards à chargement  
automatique et chaises



**608-A/MEB**  
Ceinture 2 pièces avec crochet en métal  
et ruban Meber orange (L. 155 cm)