



## 8004

Sfigmomanometro aneroido colorato con custodia



### CARATTERISTICHE

Sfigmomanometro economico con bracciale in nylon, chiusura velcro e manometro affidabile agganciabile sul bracciale. Scala graduata da 0 a 300 mmHg. Sfiato dell'aria a rubinetto chiuso max 4 mmHg/minuto. Regolazione manuale dello sgonfiaggio possibile fino a 2/3 mmHg/sec. Da 260 mm Hg a 15 mm Hg tempo di sgonfiaggio max 10 secondi. Scala graduata ogni 2 mm Hg. Zero flottante (il puntatore non presenta un punto di stop ma oscilla liberamente), bracciale in nylon con velcro, pera in lattice con valvola cromata. Rubinetto aria cromato con regolazione rilascio aria tramite valvola a vite. Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip, in una scatola di cartone.

### DATI TECNICI

Misura

Adulti

### VEDI ANCHE



1740

Sfigmomanometro aneroido da parete rotondo girevole



8012

Sfigmomanometro aneroido palmare plus rosso

---

## ACCESSORI

---



**8143**  
Bracciale pediatrico a 2 tubi



**8142**  
Bracciale pediatrico ad 1 tubo



**8140**  
Bracciale adulti ad 1 tubo



**8141**  
Bracciale adulti a 2 tubi

---