



8009

Esfigmomanómetro aneroide de mano pediátrico a prueba de golpes



CARATTERISTICHE

Escala 0-300 mm/Hg. Cero flotante. Manómetro en aleación ligera. Tolerancia +/- 3 mm/Hg. Incluye brazalete de algodón pediátrico con cierre de Velcro® y anillo de metal. Se suministra en un estuche con cremallera.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño

Pediatric

Niños



VER TAMBIÉN



8012
Esfigmomanómetro aneroides de
mano plus rojo



8008
Esfigmomanómetro aneroides de
mano



8004
Esfigmomanómetro aneroides de
color con estuche



8006
Esfigmomanómetro aneroides



8011
Set completo esfigmomanómetro
neonatal/pediátrico con bolsa de
color
