



8020/N 8020

Fonendoscopio plano negro



CARATTERISTICHE

Fonendoscopio plano con cabeza de 46 mm de diámetro en aluminio moldeado y torneado, abrazadera roscada para bloquear la membrana. Arco de metal cromado, 150 mm de longitud. Tubo en Y de goma de una sola pieza, 5 mm de diámetro con 60 cm de longitud. Embalado en caja de cartón individual. Disponible en 3 diferentes colores.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño

Adultos

Cardio



VER TAMBIÉN



8025
Estetoscopio negro



8025/G
Estetoscopio amarillo



8025/R
Estetofonendoscopio rojo



8020/R
Fonendoscopio plano rojo



8020/G
Fonendoscopio plano amarillo



8030/B
Estetofonendoscopio "Rappaport"
azul

ACCESORIO DE



1366
Mochila roja "T15" SUMINISTRADO
COMPLETOS - ESPECIFICACIONES
TPSS