



8020/R

Flaches phonendoskop, rot



CARATTERISTICHE

Flaches Phonendoskop aus druckgegossenem gedrehtem Aluminium, Kopfdurchmesser 46 mm. Überwurfschraube zur Befestigung der Membran. Ohrbügel aus verchromtem Metall, Länge 150 mm. Y-förmiger Gummischlauch, einteilig, Durchmesser 5 mm, Länge 60 cm. Einzeln in Kartons verpackt. In 3 verschiedenen Farben verfügbar.

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Größe

Adulti

Cardio



SIEHE AUCH



8025/N
Flaches stethophonendoskop



8020/N
Flaches phonendoskop schwarz



8025/G
Flaches stethophonendoskop, rot



8025/R
Flaches stethophonendoskop, rot



8030/B
Stethophonendoskop „rappaport“
blau



8020/G
Flaches phonendoskop, gelb