



## 8025/R

Estetofonendoscopio rojo



### CARATTERISTICHE

Estetofonendoscopio con cabeza de 47/31mm diámetro. Cabeza de aluminio anodizado, arco de metal cromado, tubo en Y de goma de una sola pieza. Conector giratorio para las dos funciones. Disponible en 3 diferentes colores.

### DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Adultos
Cardio	<input checked="" type="checkbox"/>

### VER TAMBIÉN



**8020/R**  
Fonendoscopio plano rojo



**8030/B**  
Estetofonendoscopio "Rappaport" azul



**8025/G**  
Estetoscopio amarillo



**8025**  
Estetoscopio negro



**8025/R**  
Estetofonendoscopio rojo



**8020/G**  
Fonendoscopio plano amarillo