



864 Sirius

Collarín cervical rígido 1 unid. tamaño STOUT



CARACTERÍSTICAS

Collarín cervical rígido de 1 pieza fabricado en polietileno transparente y revestimiento interno en E.V.A. lavable fijado con remaches de plástico. Equipado con cierres de velcro ajustables de colores para distinguir los diferentes tamaños, está equipado con un orificio central para eventual traqueotomía. Disponible en 6 diferentes tamaños.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Adultos
Uso	Inmovilización
Trauma	

VER TAMBIÉN



Antares 854

Set collarines cervicales 4 unids. con estuche Art. 842 - 844 - 846 - 848



Antares 856

Set collarines cervicales 6 unids. con estuche



Sirius 876

Set collarines cervicales 6 unids. con estuche



Sirius 874

Set collarines cervicales 4 unids. con estuche Art. 862 - 864 - 866 - 868



Sirius 873

Set collarines cervicales 3 unids. con estuche Art. 864 - 866 - 868