



## 884 Halley

Férula de vacío para antebrazo



### CARACTERÍSTICHE

Fabricadas con materiales de absoluta confiabilidad que permiten que las extremidades inferiores y superiores se inmovilicen perfectamente al aspirar el aire interno, están equipadas con una válvula de aspiración colocada externamente para evitar molestar al paciente. Es posible ordenar las férulas sueltas, o el set que consiste en una férula de vacío para el brazo, la pierna, el antebrazo, una pequeña bomba de vacío y la bolsa de nylon. Todas las férulas son radiotransparentes.

### DATOS TÉCNICOS

|               |                |
|---------------|----------------|
| Tamaño        | Adultos        |
| Uso           | Inmovilización |
| Trauma        |                |
| Anchura (cm)  | 34             |
| Material      | PVC            |
| Longitud (cm) | 52             |

### IMÁGENES



---

## VER TAMBIÉN

---



### Antares 854

Set collarines cervicales 4 unids.  
con estuche Art. 842 - 844 - 846 -  
848



### Halley 882

Férula de vacío para brazo



### Halley 880

Férula de vacío para pierna



### Halley 886

Set de férulas de vacío con bomba  
y estuche

---

## ACCESORIOS

---



### 889

Bomba de aluminio pequeña

---